

ニューシルバー

歯科鑄造用銀合金第1種 管理医療機器（クラスII）認証番号:220ALBZX00023000
販売名:イシフクニューシルバー

液相点が低く、硬さもある銀合金

- J I S 種 別 : 第1種
- 用 途 : インレー、クラウンなど
- 液 相 点 : 605℃
- 硬 さ : 鑄造185HV
- 質 量 : 100g

JDTA
JIST6108



● 成分分量 (%)

銀 65.0

亜鉛 18.0

スズ 17.0

クリアシルバー

歯科鑄造用銀合金第2種 管理医療機器（クラスII）認証番号:220ALBZX00027000
販売名:クリアシルバー

パラジウムフリーの一般的な銀合金

- J I S 種 別 : 第2種
- 用 途 : インレー、クラウンなど
- 液 相 点 : 690℃
- 硬 さ : 鑄造140HV
- 質 量 : 100g

JDTA
JIST6108



● 成分分量 (%)

銀 73.0

亜鉛 10.0

インジウム 9.0

スズ 8.0

アルファシルバー

歯科鑄造用銀合金第2種 管理医療機器（クラスII）認証番号:304ALBZX00008000
販売名:イシフク アルファシルバー

優れた耐変色性と機械的特性を兼ね備えた低コスト銀合金

- J I S 種 別 : 第2種
- 用 途 : インレー、クラウンなど
- 液 相 点 : 690℃
- 硬 さ : 鑄造140HV
- 質 量 : 100g

JDTA
JIST6108



● 成分分量 (%)

銀 70.1

その他:パラジウム、亜鉛、ガリウム

インジウム 24.0

プレミアムシルバー

歯科鑄造用銀合金第2種 管理医療機器（クラスII）認証番号:220ALBZX00029A01
販売名:イシフク プレミアムシルバー

パラジウムを1%含有。
優れた機能性を持つワンランク上の銀合金

- J I S 種 別 : 第2種
- 用 途 : インレー、クラウンなど
- 液 相 点 : 700℃
- 硬 さ : 鑄造150HV
- 質 量 : 100g

JDTA
JIST6108



● 成分分量 (%)

銀 70.0

その他:亜鉛、ガリウム

パラジウム 1.0

インジウム 24.5