


## IFKプレソルダーL

歯科用金ろう 管理医療機器（クラスII）認証番号:21100BZZ00077000  
販売名:IFK プレソルダーL

- 用途：前ろう付
- 液相点：1,070℃
- 固相点：1,015℃
- 質量：2g



## IFKプレソルダーG

歯科用金ろう 管理医療機器（クラスII）認証番号:21000BZZ00634000  
販売名:IFK プレソルダーG

- 用途：前ろう付
- 液相点：1,050℃
- 固相点：1,010℃
- 質量：2g



## K16ロウ

歯科用金ろう 管理医療機器（クラスII）認証番号:220ALBZX00019000  
販売名:K16ロウ

白金加金合金や金合金に加え、  
メタルセラミック修復用貴金属合金の後ろうにも適したK16の金ろう

- 用途：一般ろう付、後ろう付
- 液相点：770℃
- 固相点：700℃
- 質量：5g




## K14ロウ

歯科用金ろう 管理医療機器（クラスII）認証番号:220ALBZX00020000  
販売名:K14ロウ

白金加金合金や金合金に加え、  
メタルセラミック修復用貴金属合金の後ろうにも適したK14の金ろう

- 用途：一般ろう付、後ろう付
- 液相点：765℃
- 固相点：695℃
- 質量：5g



※製品の色調は実際のものとは異なります。

## キンバラG12

歯科鑄造用金銀パラジウム合金 管理医療機器（クラスII）認証番号:225ALBZX00001000  
販売名:イシフク キンバラG12

さまざまな保険適用症例に使用でき、  
ワンランク上の特性を備えた金銀パラジウム合金

- JIS 種別：第1種、第2種兼用
- 用途：インレー、クラウン、ブリッジ、クラスプ、バー、ポスト
- 液相点：960℃
- 硬さ：軟化155HV  
硬化305HV
- 質量：30g
- 熱処理方法：軟化处理/750℃で10分保持した後、水中急冷  
硬化処理/軟化处理後400℃で20分保持した後、大気放冷

JDTA  
JIST6106



## 金銀パラジウム合金ろう材


## キンバラロウ

歯科用金銀パラジウム合金ろう 管理医療機器（クラスII）認証番号:220ALBZX00021000  
販売名:イシフクキンバラロウ

## 各種金銀パラジウム合金に適応するろう材

- 用途：金銀パラジウム合金ろう付
- 液相点：820℃
- 形状：板状
- 質量：5g

JDTA  
JIST6107




## パラロウ25

歯科用金銀パラジウム合金ろう 管理医療機器（クラスII）認証番号:220ALBZX00022000  
販売名:イシフク パラロウ25

## 流ろう性と操作性に優れたろう材

- 用途：金銀パラジウム合金ろう付
- 液相点：785℃
- 形状：リボン状
- 質量：5g

JDTA  
JIST6107



## 銀ろう材

## デントソルダー

歯科用銀ろう 管理医療機器（クラスII）認証番号:15200BZZ00676000  
販売名:イシフクデントソルダー

## 操作性に優れた銀ろう

- 用途：ステンレス鋼線、ニッケルクロム合金、コバルトクロム合金などのろう付
- 液相点：665℃
- 質量：10g

